

3M Ciencia.
Aplicada a la vida.™

Multipropósito



3M® Transpore® White
Cinta Quirúrgica.

**Combina la capacidad
de transpirar de una cinta
de papel con la resistencia
a la humedad de una cinta
plástica**



La cinta quirúrgica Transpore White es un híbrido de papel y plástico, diseñada para ofrecer un rendimiento dos en uno para aseguramiento general en aplicaciones diarias.



**Aseguramiento
confiable bidireccional**

Buena calidad de adhesión inicial y a largo plazo (72 horas) en piel húmeda o seca.



Transpirable

Mantiene la capacidad de una cinta de papel de evaporar la humedad.



Fácil de usar

Corte bidireccional, fácil de manejar con guantes.



3M® Transpore® White Cinta Quirúrgica



Aplicación clínica: Aseguramiento general.

- Fijación de gasa post extracción de sangre.
- Fijación de apósitos.
- Fijación bajadas y/o líneas de suero.
- Fijación de tubos y/o drenajes no críticos.

Ideal para usar en piel intacta

Proteja pieles frágiles o en riesgo de MARSI con 3M® Cavilon® Película Protectora Sin Ardor.

Material: Respaldo no tejido de rayón y poliéster con adhesivo acrilato.

Beneficios:

- Buena adhesión inicial y a largo plazo (72 horas) en la piel.
- Permanece en la piel si esta se humedece.
- Permite el paso de vapor de humedad a través de la cinta, reduciendo la probabilidad de maceración de la piel (transpirabilidad).
- Permite un corte bidireccional fácil que evita el uso de tijeras o dispensadores que generan mayor cantidad de desechos.
- Bajo potencial de generar dermatitis.
- Al retirar la cinta deja mínimos residuos de adhesivo en la piel.

Especificaciones técnicas

- Vida útil de 3 años.
- No fabricada con caucho natural de látex.
- Adhesivo de acrilato, hipoalergénico.



Información para pedidos

Número de catálogo	Tamaño	Rollos / caja	Cajas / estuche
1534-1	2.5 cm x 9.1 m	12	10
1534-2	5 cm x 9.1 m	6	10



División de Soluciones Médicas
3M Chile
go.3m.com/3msalud-chile

3M y las demás marcas que se muestran son marcas y/o marcas registradas.
Por favor recicle. © 3M 2022. Todos los derechos reservados.