



3M® Micropore® S Cinta Quirúrgica

Diseñada para brindar
aseguramiento confiable en
las aplicaciones cotidianas.



Pioneros en la ciencia que combina gentileza y confiabilidad.

Hemos hecho posible alcanzar una fijación segura, reduciendo el riesgo de MARSÍ. La cinta quirúrgica Micropore S proporciona aseguramiento confiable y se retira suavemente de la piel, sin causar molestias en el paciente.



Aseguramiento confiable

Buena adhesión inicial y a largo plazo (48 horas)¹. La cinta se mantiene en la piel.



Fácil de usar

Se puede reposicionar y rasgar fácilmente con la mano.



Gentil con la piel

Proporciona el poder adhesivo que usted necesita, minimizando el daño a la piel.

Ayuda a reducir el riesgo
de MARSÍ (daño de la
piel asociado al uso de
adhesivos sanitarios) en
sus pacientes



Un estudio que se llevó a cabo en un periodo de 28 días, mostró una prevalencia diaria de MARSÍ del 25%.²

3M® Micropore® S Cinta Quirúrgica

Aplicación clínica: Aseguramiento Multipropósito

- Fijación de gasa post extracción de sangre
- Fijación de apósitos livianos
- Fijación bajadas y/o líneas de suero
- Fijación de tubos y/o drenajes no críticos

Ideal para ser usada en todos los pacientes, incluyendo a aquellos con piel sensible.*

Material de la cinta: Respaldo hecho de combinación de papel y plástico, con adhesivo de silicona.



Desempeño en la piel:
La pluma es un signo que ayuda a identificar insumos que proveen buen poder adhesivo, minimizando el riesgo de daño a la piel.

Tome en cuenta la piel

3M se ha dedicado a ofrecer cintas adecuadas para cada aplicación, basándose en las recomendaciones del panel de MARSÍ.³

Los beneficios de Micropore S incluyen:

- Ayuda a mantener la integridad de la piel
- No produce irritación
- Se puede usar en pieles sensibles*
- Fijación confiable para aplicaciones de uso general
- Adecuada para ser usada y removida en forma gentil, en niños mayores de 6 meses de edad
- Puede ser usada en piel de ancianos y/o adultos mayores
- Produce mínima tracción de vellos

Información para pedidos

Número de catálogo	Tamaño	Cantidad de rollos	Caja
2770-1	2,5 cm x 5 m (1 in. x 5.5 yd.)	12	10

Descubra como lograr una fijación segura reduciendo el riesgo de MARSÍ.



División Salud

3M Chile S.A.
Santa Isabel 1001, Providencia
600 300 3636
atencionconsumidor@mmm.cl
www.3msalud.cl

*Por Test HRIPT

** Basado en comparaciones de la adhesividad con otras cintas 3M multipropósito como Micropore™, Transpore™ y Transpore™ White.

Datos de 3M, registro EM-05-014706

¹Datos de 3M, registro EM-05-014598

²Farris, MK, Petty M, Hamilton J, Walters SA, Flynn MA. Medical Adhesive-Related Skin Injury Prevalence Among Adult Acute Care Patients: A Single-Center Observational Study. Journal of Wound Ostomy & Continence Nursing. 2015;42(6): 589-598.

³McNichol, Lund, Rosen, Gray. 2013. Medical Adhesives and patient safety: state of the science: consensus statements for the assessment, prevention, and treatment of adhesive-related skin injuries. Journal of Wound Ostomy Continence Nursing, Vol 40(4): 365-80.

3M, Micropore y Transpore son marcas registradas de 3M. Por favor recicle. 3M 2019. Todos los derechos reservados. 70-2011-7890-5