

**3M** Ciencia.  
Aplicada a la vida.™



Flexible



**3M™ Microfoam™**  
Cinta Quirúrgica de Espuma

**Confortable  
y acolchada.**

- Cinta de espuma elástica conformable.
- Permite acolchar.
- Resistente al agua.

# 3M™ Microfoam™ Cinta Quirúrgica de Espuma

Aplicación: **fijación con requerimientos de flexibilidad.**

- Compresión prolongada.
- Zonas donde se espera edema / inflamación.
- Articulaciones.

**Ideal para usar en piel intacta.**

Proteja pieles frágiles o en riesgo de MARSÍ con 3M™ Cavilon™ Película Protectora Sin Ardor.

**Material de respaldo:** espuma elástica.

-  **Otras cintas quirúrgicas flexibles de**
- 3M™ Medipore™ H  
Cinta Quirúrgica de Tela No Tejida.

## País de origen:

Estados Unidos.

## Vida útil:

3 años.



## Información para pedidos:

| Número de catálogo | Tamaño        | Rollos/caja |
|--------------------|---------------|-------------|
| 1528-2             | 5 cm x 5 m    | 6           |
| 1528-4             | 10.1 cm x 5 m | 3           |

\*Largo estirado

## Fabricante legal:

3M Company.

3M Chile  
División de Soluciones Médicas  
[go.3m.com/3msalud-chile](http://go.3m.com/3msalud-chile)

3M, "Ciencia. Aplicada a la vida.", Microfoam, Cavilon y Medipore son marcas registradas de 3M.  
Por favor, recicle. © 3M 2024. Todos los derechos reservados.