

**3M** Ciencia.  
Aplicada a la vida.™

Flexible



# 3M® Medipore™ H Cinta Quirúrgica de Tela No Tejida

Creada para adaptarse a los movimientos de sus pacientes.



## La cinta de elección para un aseguramiento flexible y adaptable.

La cinta Medipore H cuenta con un respaldo suave, flexible y distensible, que se acomoda a condiciones de edema y movimiento, minimizando el riesgo de lesiones de piel.



### Respirable

Resiste el agua y permite la evaporación de humedad.



### Fácil de usar

Su prepicado permite rasgarla sin necesidad de usar tijeras.



### Flexible

Extensible en forma bidireccional, lo que permite que se acomode a edema, distensión y movimiento.

Le ayuda a cuidar a sus pacientes de forma segura.



**74%**  
de los rollos de cinta

Un estudio mostró que el 74% de los rollos de cinta de un hospital, presentaban algún grado de crecimiento bacteriano.<sup>1</sup>

# 3M® Medipore™ H Cinta Quirúrgica de Tela No Tejida

## Aplicación Clínica: Aseguramiento Flexible

- Fijación de apósitos
- Compresión leve
- Edema o situaciones en las que se espera edema
- Zonas anatómicas de flexión y/o movimiento
- Drenajes de tórax
- Drenajes postquirúrgicos
- Fijación de bajadas o líneas de suero
- Fijación secundaria de líneas de catéteres venosos centrales

**Ideal para pacientes que necesitan mantener el movimiento o están experimentando edema y/o distensión.**

**Material de respaldo:** Tela suave no tejida prepicada cada 5 centímetros, con adhesivo de acrilato.

### Otras cintas quirúrgicas flexibles de 3M:



- 3M® Microfoam® Cinta Quirúrgica de Espuma



Elasticidad que permite el movimiento



Se adapta a los contornos difíciles

### Información para pedidos

Número de catálogo	Tamaño	Rollos	Bolsa/Caja
2862	2 in. x 10 yd. (5 cm x 9,1 m)	12 por caja	1 caja
2864	4 in. x 10 yd. (10,1 cm x 9,1 m)	12 por caja	1 caja



**3M Cono Sur**  
División de Soluciones Médicas

**3M Chile**  
Santa Isabel 1001  
7501412 - Providencia - Santiago  
Tel.: 600 300 3636  
[go.3m.com/3msalud-chile](http://go.3m.com/3msalud-chile)

3M Medipore son marcas registradas de 3M. Por favor recicle.  
© 3M 2020. Todos los derechos reservados. 70-2011-7899-6