



**3M**

**Tegaderm™**

Soluciones para el Cuidado I.V.

## Diseñados para asegurar con comodidad

Los Apósitos 3M™ Tegaderm™ I.V. Aseguramiento Avanzado han sido ingeniosamente diseñados para proporcionar cuidados excepcionales al paciente, a través del Aseguramiento Avanzado del catéter, mayor tiempo de permanencia del apósito, aplicación y retiro suave. Dos nuevos apósitos de tamaño especial ayudan a los profesionales clínicos del área pediátrica a cuidar de su diversa población de pacientes críticamente importantes.

- ▶ Proporcionan mayor aseguramiento y tiempo de permanencia que los apósitos transparentes estándar\*
- ▶ Ayudan a minimizar alteraciones del apósito y maximizar el tiempo de permanencia sobre el sitio de inserción del catéter
- ▶ Dimensiones apropiadas para pacientes pediátricos
- ▶ Suaves con la piel del paciente

\*Datos internos en archivo

1680, 1682

## Aseguramiento

- ▶ Características optimizadas para proporcionar aseguramiento avanzado del catéter
- ▶ Borde reforzado, hendidura profunda en forma de cerradura y tiras adhesivas que trabajan conjuntamente para brindar el aseguramiento del apósito
- ▶ Diseñado para mantener el aseguramiento evitando el levantamiento de los bordes, adaptándose al movimiento del paciente, y brindando adecuado manejo de la humedad

## Valor


- ▶ Puede reducir potencialmente el número de cambios de apósito y reinserciones no programadas
- ▶ Puede ser usado durante el tiempo de vida del Catéter Venoso Periférico (CVP)
- ▶ Proporciona hasta 7 días de tiempo de permanencia en Catéteres Venosos Centrales (CVC)\*\*

## Tiempo de permanencia

- ▶ Proporciona mayor tiempo de permanencia que los apósitos transparentes estándar\*
- ▶ Diseñado para apoyar el objetivo de prolongar los tiempos de permanencia de los Catéteres Venosos Periféricos (CVP)

## Retirada suave

- ▶ Adhesivo suave pero seguro para proteger y cuidar la piel del paciente pediátrico



## Tiras adhesivas de fijación

- ▶ Mejoran el aseguramiento mientras promueven una aplicación uniforme y consistente
- ▶ Película de recubrimiento impermeable
- ▶ Etiqueta de registro pre-impresa para documentar cambios del apósito

## Borde de estabilización

- ▶ Maximiza el aseguramiento, transpirabilidad y el tiempo de permanencia
- ▶ Flexible y adaptable
- ▶ Diseñado para reducir el levantamiento de los bordes y mantener el aseguramiento
- ▶ Película de recubrimiento impermeable

## Hendidura profunda

- ▶ Se adapta fácilmente alrededor de conectores y lúmenes del dispositivo
- ▶ Diseñada para resistir el levantamiento de los bordes
- ▶ Diseñada para reducir el riesgo de manipulación y desalojo del catéter

## Película transparente altamente transpirable

- ▶ Diseñada para liberar rápidamente la humedad proporcionando un mejor tiempo de permanencia y aseguramiento
- ▶ Una barrera estéril impermeable contra contaminantes externos\*\*\*

## Marco de aplicación

- ▶ Minimiza la posibilidad de adhesión a guantes o a sí mismo
- ▶ Aplicación con una sola mano

\*Datos internos en archivo

\*\*O'Grady, N et al. (2011). Pautas para la Prevención de Infecciones Relacionadas con Catéter Intravascular, 2011. Recuperado de <http://www.cdc.gov/hicpac/BSI/BSFguidelines-2011.htm>. (págs. 32-35).

\*\*\*Pruebas *In Vitro* muestran que la película transparente del Apósito 3M™ Tegaderm™ I.V. Aseguramiento Avanzado proporciona una barrera viral contra virus de 27 nm de diámetro o más mientras el apósito permanezca intacto y sin fugas.

Producto	Número de Producto	Tamaño general del apósito	Apósitos/ Estuche	Caja/ Estuche
	1680	3.8 cm. x 4.5 cm 1.5 in. x 1.75 in.	100	4
	1682	5 cm. x 5.7 cm 2.0 in. x 2.25 in.	100	4

Tanto el producto como el empaque no contienen látex en su formulación.

Para mayor información sobre los Apósitos Tegaderm™ I.V. Aseguramiento Avanzado o la línea completa de Apósitos Tegaderm™ para el Sitio I.V., por favor contactar a su representante local o visite [3M.com/TegadermCHG](http://3M.com/TegadermCHG).



## División Soluciones para el Cuidado Crítico y Crónico 3M Salud

2510 Conway Avenue  
St. Paul, MN 55144 USA  
1-800-228-3957  
[www.3M.com/TegadermCHG](http://www.3M.com/TegadermCHG)

Por favor recicle.  
3M y Tegaderm son marcas registradas de 3M.  
© 3M, 2017. Todos los derechos reservados.  
70-2011-5717-2