

AGUJAS HIPODÉRMICAS



Nombre: Aguja Hipodérmica

Línea: Hospitalaria

Marca: NIPRO.

Fabricante: Zhejiang Kindly Medical Devices

Origen: China.

ID Convenio Marco: No Aplica.

Clasificación: Dispositivo Médico Clase II.

Registro: DM/10AG/0175/09

HOSPITALARIA



DESCRIPCIÓN

- 100 unidades en blíster de papel médico y polietileno de alta densidad, dentro de una caja de cartón grado médico.

INDICACIONES DE USO

- Para usar en conjunto con jeringas en la administración de medicamentos, vacunas y/o toma de muestra de sangre

PRECAUCIONES

- Producto de un solo uso.
- No usar en caso de que la envoltura este abierta.

ALMACENAMIENTO

- Almacenar en un lugar seco, alejado de la luz solar directa y fuentes de calor.
- No exponer a temperaturas superiores a 40°C.

CARACTERÍSTICAS

- Esterilizadas con Óxido de Etileno
- Aguja de acero inoxidable quirúrgico que asegura la resistencia a la corrosión y durabilidad.
- Punta tribiselada y afilada para una aplicación menos dolorosa
- Lubricación con silicona grado médico para reducir la fricción durante la inserción.
- Conector Luer Lock con diseño cónico que permite un ajuste seguro y hermético al conectarse con jeringas u otros dispositivos médicos compatibles.
- Cada aguja viene con un protector plástico translúcido para preservar la integridad de la aguja.
- Empaque individual, peel open que garantiza las propiedades físicas, esterilidad, e integridad del producto.
- Exento de materia extraña, rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado conforme a la Normativa.
- Estéril, atóxico, hipoalergénico, Apirógeno.

VENTAJAS

- La punta tribiselada y siliconizado disminuye significativamente el dolor durante la punción.
- Aguja codificada por colores para una identificación rápida del calibre y longitud.

PRESENTACIONES DEL PRODUCTO

Código	Calibre		Longitud		Color ISO
	Calibre	Milímetro (mm)	Pulgadas	Milímetro (mm)	
AH-1825-S	18G	1.2 mm	1"	25 mm	Pink
AH-1832-S			1 ¼"	32 mm	
AH-1838-S			1 ½"	38 mm	
AH-1925-S	19G	1,1 mm	1"	25 mm	Orange
AH-1938-S			1 ½"	38 mm	
AH-2025-S	20G	0,9 mm	1"	25 mm	Yellow
AH-2032-S			1 ¼"	32 mm	
AH-2038-S			1 ½"	38 mm	
AH-2125-S	21G	0,8 mm	1"	25 mm	Green
AH-2138-S			1 ½"	38 mm	
AH-2225-S	22G	0,7 mm	1"	25 mm	Black
AH-2232-S			1 ¼"	32 mm	
AH-2238-S			1 ½"	38 mm	
AH-2325-S	23G	0,6 mm	1"	25 mm	Blue
AH-2332-S			1 ¼"	32 mm	
AH-2338-S			1 ½"	38 mm	
AH-2425-S	24G	0, 55 mm	1"	25 mm	Purple
AH-2516-S	25G	0,5 mm	5/8"	16 mm	Orange
AH-2525-S			1"	25 mm	
AH-2538-S			1 ½"	38 mm	
AH-2613-S	26G	0,45 mm	½"	13 mm	Brown
AH-2713-S	27G	0,4 mm	½"	13 mm	Grey
AH-3013-S	30G	0,3 mm	½"	13 mm	Yellow