

## JERINGAS DE INSULINA CON AGUJA



**Nombre:** Jeringas de Insulina con aguja.

**Línea:** Hospitalaria.

**Marca:** NIPRO

**Fabricante:** PT. NIPRO INDONESIA JAYA.

**Origen:** Indonesia.

**ID Convenio Marco:** No Aplica.

**Clasificación:** Dispositivo Médico Clase II.

**Registro:** No Aplica

HOSPITALARIA



### DESCRIPCIÓN

- Blíster de papel de grado médico y polietileno de alta densidad, de empaque individual. Caja de cartón de grado médico que contiene 100 unidades.

### INDICACIONES DE USO

- Administración subcutánea de fármacos.
- Uso en el tratamiento de pacientes insulino dependientes.
- Utilizada en ciertos tratamientos estéticos y cosméticos.

### PRECAUCIONES

- Producto de un solo uso.
- No utilizar el producto en caso de que el envoltorio este dañado.
- Usar con todas las medidas de asepsia y antisepsia.

### ALMACENAMIENTO

- Almacenar entre 8-25°C.
- Almacenar en un lugar fresco y seco.

### CARACTERÍSTICAS

- Esterilizado por radiación de electrones, método E-BEAM.
- Barril de polipropileno transparente de grado médico, inerte y compatible con las soluciones a administrar.
- Aguja fina y flexible, biselada con pulido electromagnético para minimizar el dolor durante la punción.
- Émbolo con revestimiento de silicona para un fácil desplazamiento dentro del barril.
- No presenta florescencias ni defectos de apariencia.
- No presenta separación ni movimiento axial relativo con el vástago durante su uso, asegura una completa hermeticidad.
- Aguja con tapa protectora.
- Línea índice bien definida y visible junto al extremo del pistón, que señala en la escala del cilindro la capacidad de la jeringa.
- Cono de acoplamiento con conector Luer.
- Graduación fácilmente identificable para una rápida y precisa medición de volumen.
- Exento de materia extraña rebabas y aristas cortantes.
- No tóxico, no pirogénico, hipoalergénico.
- Libre de látex.
- Libre de DEHP.

### VENTAJAS

- Diseño ergonómico, fácilmente manejable con una mano.
- Aguja diseñada para minimizar el dolor al momento de la aplicación.

## PRESENTACIONES DEL PRODUCTO

Código	Descripción	Calibre	Longitud
<b>JD-0.3U3108/IB</b>	Jeringa 0,3 ml( 30 U.I.) 31 G x 8 mm	31G	8 mm
<b>JD-0.5U3008/IB</b>	Jeringa 0,5 ml( 50 U.I.) 30 G x 8 mm	30G	8 mm
<b>JD-01U3106/IB</b>	Jeringa 1cc Insulina 31G x 6 mm	31G	6 mm
<b>JD-01U3108/IB</b>	Jeringa 1cc Insulina 31 G x 8 mm	31G	8 mm
<b>JD-01U2713/IB</b>	Jeringa 1cc Insulina 27G x 1/2"( 12, 7 mm) de 100 UI	27G	13 mm
<b>JD-01U2913/IB</b>	Jeringa 1cc Insulina 29G x 1/2"( 12, 7 mm) de 100 UI	29G	13 mm
<b>JD-01U3013/IB</b>	Jeringa 1cc Insulina 30G x 1/2" ( 12, 7 mm)de 100 UI	30G	13 mm