

## JERINGAS DE TUBERCULINA CON AGUJA



**Nombre:** Jeringas de Tuberculina con aguja.

**Línea:** Hospitalaria.

**Marca:** NIPRO

**Fabricante:** PT NIPRO INDONESIA JAYA

**Origen:** Indonesia.

**ID Convenio Marco:** No Aplica.

**Clasificación:** Dispositivo Médico Clase II.

**Registro:** DM381/14

HOSPITALARIA



### DESCRIPCIÓN

- Blíster peel open de polietileno de alta densidad grado medico con empaque individual. Caja de cartón contiene 100 unidades.

### INDICACIONES DE USO

- Administración de medicación líquida y vacunas.
- Utilizada en ciertos tratamientos estéticos y cosméticos.

### VENTAJAS

- Diseño ergonómico, fácilmente manejable con una mano.
- Aguja diseñada para minimizar el dolor al momento de la aplicación.

### PRECAUCIONES

- Producto de un solo uso.
- No utilizar el producto en caso de que el envoltorio este dañado.
- Usar con todas las medidas de asepsia y antisepsia.

### ALMACENAMIENTO

- Almacenar entre 8-25°C.
- Almacenar en un lugar fresco y seco.

### CARACTERÍSTICAS

- Esterilizado con radiación por Método E-Beam.
- Barril de polipropileno grado médico transparente, inerte y compatible con las soluciones a administrar.
- Aguja de acero inoxidable fina, flexible y tribiselada para minimizar el dolor durante la punción.
- Cono de Acoplamiento, con conector y aguja desmontable Luer Slip concéntrico al eje del barril.
- Émbolo con punta de caucho siliconizado para un fácil desplazamiento dentro del barril tanto en su introducción como extracción.
- No presenta fluorescencia ni defectos de apariencia.
- No presenta separación ni movimiento axial relativo con el vástago durante su uso.
- Asegura una completa hermeticidad.
- Línea índice bien definida y visible junto al extremo del pistón, que señala en la escala del cilindro la capacidad de la jeringa.
- Graduación fácilmente identificable para una rápida y precisa medición de volumen.
- Cumple con la normativa.
- Exento de materia extraña rebabas y aristas cortantes.
- No tóxico, no pirogénico, hipoalergénico.
- Libre de látex.
- Libre de DEHP.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

1. Separe dos lados en la parte final del empaque y desprenda para abrir / Separating two sides at the bottom of the bag and peel to open.



2. Asegure la aguja a la jeringa con cuidado de no contaminar la aguja / Secure the needle to the syringe being careful not to contaminate the needle.



3. Separe el protector de la aguja lo que permitira usar la jeringa / Remove the needle protector before using the syringe.



## PRESENTACIONES DEL PRODUCTO

Código	Descripción	Volumen	Calibre	Longitud	Color Aguja
JD-01T2516/IB	Jeringa 1cc Tuberculina 25G x 5/8	1 mL	25G	5/8" (16 mm)	Orange
JD-01T2613/IB	Jeringa 1cc Tuberculina 26G x 1/2	1 mL	26G	1/2" (13 mm)	Brown
JD-01T2713/IB	Jeringa 1cc Tuberculina 27G x 1/2	1 mL	27G	1/2" (13 mm)	Grey