

JERINGA LUER SLIP CON AGUJA



Nombre: Jeringa Luer Slip con Aguja

Línea: Hospitalaria.

Marca: NIPRO

Fabricante: PT. NIPRO INDONESIA JAYA.

Origen: Indonesia.

ID Convenio Marco: No aplica.

Clasificación: Dispositivo Médico Clase II.

Registro: DM 437/16

HOSPITALARIA



DESCRIPCIÓN

- Empaque: Blíster impermeable individual
- Presentación
 - 3ml: 100 unidades por caja
 - 5ml 100 unidades por caja
 - 10ml 100 unidades por caja
 - 20 ml 50 unidades por caja

INDICACIONES DE USO

- Destinado a la administración de medicamentos.

PRECAUCIONES

- Producto de un solo uso.
- No utilizar el producto en caso de que el envoltorio este dañado.
- Usar con todas las medidas de asepsia y antisepsia.

ALMACENAMIENTO

- Almacenar entre 8-25°C.
- No conservar en lugares sometidos a temperatura y humedad extrema.

CARACTERÍSTICAS

JERINGA

- Barril de polipropileno transparente de grado médico, inerte y compatible con las soluciones a administrar.
- Interior de jeringa levemente siliconado.
- Émbolo con punta de caucho siliconado para fácil desplazamiento dentro del barril.
- No presenta florescencias ni defectos de apariencia.
- No presenta separación ni movimiento axial relativo con el vástago durante su uso.
- Asegura una completa hermeticidad.
- Línea índice bien definida y visible junto al extremo del pistón, que señala en la escala del cilindro la capacidad de la jeringa.
- Cono de acoplamiento con conector Luer Slip concéntrica (en 3ml y 5ml de capacidad) y excéntrica (en 10ml y 20ml de capacidad)
- Graduación fácilmente identificable para una rápida y precisa medición de volumen.
- Esterilizado por radiación de electrones, método E-BEAM y/o Óxido de Etileno.
- Diseñadas y fabricadas conforme a la ISO 7886.
- No tóxico, no pirogénico.
- Libre de látex.
- Libre de DEHP.

AGUJA

- Hecha de acero quirúrgico grado médico.
- Punta afilada y recta con triple bisel siliconizado para una punción atraumática. Firmemente unida a la base del pabellón.
- Acabado uniforme, sin rebabas, corrosión, desechos, grietas, fisuras o fracturas.
- Pabellón cómodo para la inserción que evita la rotación.

TAPA PROTECTORA

- Pieza de polipropileno, rígida, traslúcida.
- Cierre o acoplamiento firme a presión que protege la aguja hasta su uso.
- Acabado uniforme en toda la superficie, libre de rebaba, grietas, fisuras o fracturas.

PRESENTACIONES DEL PRODUCTO

Código	Descripción
JD-03S2138/IB	Jeringa 3cc con aguja 21Gx1½ , Luer Slip
JD-05S2138/IB	Jeringa 5cc con aguja 21Gx1½, Luer Slip
JD-10S2138/IB	Jeringa 10cc con aguja 21Gx1½, Luer Slip
JD-20S2138/IB	Jeringa 20cc con aguja 21Gx1½, Luer Slip