

# ACILUBE

## DESCRIPCIÓN

Acilube es un gel fluido que permite una alta adherencia al instrumental que se desea limpiar. Está formulado en base a una combinación de un aditivo abrillantador e ingredientes para la limpieza de instrumental médico quirúrgico. Contiene una mezcla especial de tensoactivos y ácido para un secado rápido, libre de manchas y velos. Dentro de sus beneficios tenemos que posee fórmula para remojo que asegura un secado rápido. Excelente en la remoción de sangre seca, óxido, manchas y otras suciedades. Acción de baja espuma para una operación más eficiente. Producto eficaz en evitar la formación de depósitos de Cal.

## USOS RECOMENDADOS

Desinfección de dispositivos médicos de material PP (Polipropileno), ABS (Acrilonitrilo - Butadieno - Estireno), PEAD (Polietileno de Alta Densidad), PC (Policarbonato) y Acero Inoxidable. También puede ser utilizado en limpieza de máquinas lavadoras-desinfectoras y máquinas de lavado automático.

## REGISTRO

N/A

## COMPOSICIÓN

Agua, Ácidos Orgánicos y Minerales, Espesante, Preservante.

## INSTRUCCIONES

Aplicar Acilube directamente sobre el material médico mediante spray y/o remojo del material. Proceder al secado.



## CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

<b>ASPECTO</b>	Líquido levemente opalescente de viscosidad media
<b>COLOR</b>	Levemente Amarillo
<b>AROMA</b>	Característico
<b>pH</b>	1,0 - 3,0
<b>DENSIDAD</b>	Mayor a 1

## PRESENTACIÓN COMERCIAL

CÓDIGO SAP	PRODUCTO	FORMATO	EAN 13	DUN 14
2401697	ACILUBE	500 mL	7801000001225	17801000001222

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO SAP	DIMENSIONES DEL PRODUCTO					DIMENSIONES DE LA CAJA				
	ALTO	LARGO	FONDO	PESO	UNIDAD/CAJA	ALTO	LARGO	FONDO	VOLÚMEN	PESO CAJA
2401697	240 mm	480 mm	280 mm	500 g	12	295 mm	318 mm	210 mm	0,020 m <sup>3</sup>	6,0 Kg

## ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE

CÓDIGO SAP	PALLETIZADO					ENVASE PRIMARIO			ENVASE SECUNDARIO		
	CAJAS DE BASE	CAJAS DE ALTO	CAJAS/PALLET	ALTURA PALLET	BASE PALLET	MATERIAL	ESPESOR	PESO	MATERIAL	ESPESOR	PESO
2401697	9	4	36	1,12 m	1 x 1,20 m	PEHD	0,5-1 mm	46 g	C. CORRUGADO	4 mm	100 g

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

### Producto no inflamable.

Evitar contacto con los ojos, la piel o la ropa. El contacto directo con la piel puede causar resequedad. **En caso de contacto ocular:** lave inmediatamente los ojos con abundante agua durante 15 minutos, acuda al médico. **En caso de ingestión:** no induzca el vómito. Beba abundante agua y llame a un médico inmediatamente o al Centro de Información Toxicológica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, CITUC.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Debe almacenarse en su envase original sellado a temperatura ambiente entre 15 y 30°C. Mantener el envase en un lugar fresco.

## VIDA ÚTIL

24 meses.

## OTROS

--

En caso de intoxicación o ingesta llame al CITUC

**CITUC | (2) 2635 3800**