

# GEL INCOLORO PACK BIDÓN + APLICADOR

## DESCRIPCIÓN

Gel Incoloro es un producto formulado para que la sonda o transductor se deslice con suavidad y facilidad sobre la piel al momento de realizar el examen o tratamiento requerido. Esta fórmula con ingredientes solubles en agua, no irrita la piel, no mancha la ropa y no deja residuos. Indicado para ultrasonidos, ecografías de partes blandas, tratamientos kinésicos y cosméticos con láser.

## REGISTRO

Registro ISP N/A

## COMPOSICIÓN

Cada 100 mL contiene:

Polímero Carboxílico de alto Cross-linking, Monopropilenglicol, neutralizantes, secuestrantes, preservantes, electrolitos en solución, colorantes.

## INSTRUCCIONES

Aplicar suficiente Gel Incoloro sobre el área donde se realizará el procedimiento. Luego de realizar el examen, remover producto con papel absorbente.



## CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

<b>ASPECTO</b>	Gel transparente.
<b>COLOR</b>	Incoloro.
<b>AROMA</b>	Inodoro.
<b>pH</b>	6,0 - 8,0
<b>DENSIDAD</b>	No corresponde



## PRESENTACIÓN COMERCIAL

CÓDIGO SAP	PRODUCTO	FORMATO	EAN 13	DUN 14
2400664	GEL INCOLORO PACK BIDÓN + APLICADOR	5,25 L	7801000000471	17801000000478

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO SAP	DIMENSIONES DEL PRODUCTO					DIMENSIONES DE LA CAJA				
	ALTO	LARGO	FONDO	PESO	UNIDAD/CAJA	ALTO	LARGO	FONDO	VOLÚMEN	PESO CAJA
2400664	250 mm	206 mm	125 mm	6.750 g	1	203 mm	206 mm	115 mm	0,0048m <sup>3</sup>	7,0 Kg

## ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE

CÓDIGO SAP	PALLETIZADO					ENVASE PRIMARIO			ENVASE SECUNDARIO		
	CAJAS DE BASE	CAJAS DE ALTO	CAJAS/PALLET	ALTURA PALLET	BASE PALLET	MATERIAL	ESPESOR	PESO	MATERIAL	ESPESOR	PESO
2400664	30	4	120	1,2 m	1 m x 1,1 m	HDPE	5 - 10 mm	130 g	C. CORRUGADO	4 mm	250 g

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

### MANTENGA ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

**En caso de contacto ocular:** lavar primero con agua fría, remueva los lentes de contacto si los usa. Mantener los párpados abiertos y continuar enjuagando por 15 minutos. **En caso de ingestión:** consultar a un médico.

En caso de intoxicación o ingesta llame al CITUC

**CITUC | (2) 2635 3800**

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y guardado.

## VIDA ÚTIL

36 meses

## OTROS