



3M® Micropore® Cinta Quirúrgica de Papel

**Microporosa respirable,
no oclusiva.**



- Buena adherencia, inclusive en piel húmeda.
- Cinta de papel microporosa respirable, no oclusiva.
- Deja mínima cantidad de residuos después de su retiro.
- No fabricada con látex de caucho natural.
- Presentaciones en color blanco y piel.
- Adhesión inicial baja que aumenta con el tiempo, ideal para aplicaciones de larga duración (> 72 horas).

3M® Micropore® Cinta Quirúrgica de Papel.

Aplicación: Multipropósito.

- Fijación post extracción de sangre.
- Fijación de apósitos.
- Fijación de bajadas/líneas de suero.
- Fijación de sondas y drenajes.

Ideal para usar en piel intacta.

Proteja pieles frágiles o en riesgo de MARSÍ con 3M® Cavilon® Película Protectora Sin Ardor.

Material de respaldo: Rayón no tejido (papel), microporosa con adhesivo de acrilato, no oclusiva.

Otras cintas quirúrgicas multipropósito de 3M:



- 3M® Micropore® S Cinta Quirúrgica.
- 3M® Transpore® White Cinta Quirúrgica.
- 3M® Transpore® Cinta Quirúrgica de Polietileno.



Información para pedidos.

Número de catálogo	Tamaño	Rollos/caja	Cajas/estuche
Color blanco			
1530-1	2,5 cm x 9,1 m	12	10
1530-2	5 cm x 9,1 m	6	10
Color piel			
1533-0	1,25 cm x 9,1 m	24	10
1533-1	2,5 cm x 9,1 m	12	10
1533-2	5 cm x 9,1 m	6	10

País de origen:

Estados Unidos.

Fabricante legal:

3M Company.

Vida útil:

5 años.



3M Chile
División de Soluciones Médicas
go.3m.com/3msalud-chile

3M, "Ciencia. Aplicada a la vida.", Micropore® y Transpore® son marcas registradas de 3M.
Por favor recicle. © 3M 2024. Todos los derechos reservados.