

Elastomull®

Venda de gasa elasticada.

Descripción

Venda de gasa altamente elasticada de color blanco con alto contenido de algodón, usada para la fijación de apósitos.

Características

- Particularmente suave, adaptable y cómoda para el paciente.
- Gran flexibilidad, altamente elasticado.
- Otorga una fijación segura aún en zonas de contornos y/o movimientos.
- Esterilizable en autoclave, Óxido de Etileno o Rayos Gamma.
- Vigencia 5 años.
- Libre de Látex.

Esterilización

- No estéril.

Almacenamiento

- En condiciones secas, alejado de la luz y el calor.

Recomendaciones de uso

- Utilizado para fijación de apósitos, en todas las zonas del cuerpo especialmente zonas de movilidad y articulaciones. También recomendable para pacientes de piel sensible que no se recomienda la fijación adhesiva directa a la piel.

Composición

- 42% Algodón.
- 29% Viscosa.
- 29% Poliamida.

Procedencia

Alemania

Certificaciones de calidad

ISO 13485

Presentaciones Elastomull®

Código	Descripción	Unidad de Venta
02094-00000	4cm x 4mt	Caja x 20 Unidades
02095-00000	6cm x 4mt	Caja x 20 Unidades
02096-00000	8cm x 4mt	Caja x 20 Unidades
02097-00000	10cm x 4mt	Caja x 20 Unidades
02098-00000	12cm x 4mt	Caja x 20 Unidades

