

Comprinet® pro

Media antiembólica de compresión graduada.

Descripción

Comprinet® pro es una media antiembólica de compresión graduada, con presión decreciente de distal a proximal, que aumenta la velocidad del flujo venoso y reduce el estasis sanguíneo en pacientes inmovilizados.

Características

- Adaptación anatómica.
- Aumenta la velocidad de flujo venoso y reduce estasis.
- Elasticada en ambos sentidos.
- Tejido especial con alta extensibilidad.
- Tejido de tacto suave.
- Compresión a nivel de tobillo promedio de 14 - 22 mmHg.
- Compresión a nivel de muslo promedio de 5 - 12 mmHg.
- Para piernas con diámetro de 39 a 90 cm, de acuerdo a tallaje (small, medium, large, extra large y extra extra large).
- Mantiene gradiente de compresión posterior a lavado (hasta 10 lavados a 32°C).
- Tela permeable al aire.
- Tobillo hormado.
- Larga durabilidad.
- Libre de látex.
- Ventana de observación de ortejos en cara superior del pie, con código de color de tallaje en la ventana.

Esterilización

- No estéril.

Almacenamiento

- En lugar fresco y seco.

Recomendaciones de uso

- Para ser usado como profilaxis antiembólica en pacientes inmovilizados.

Composición

- 77% Polyamida.
- 19% Elastano.
- 4% Neopreno.

Procedencia

EEUU

Certificaciones de calidad

ISO 13485 / FDA



**LATEX
FREE
FORMULA**

Comprinet® pro

Media antiembólica de compresión graduada.

Presentaciones Comprinet® pro

Código	Descripción	Unidad de Venta
46335-00000	Muslo Punt.Abierta S/1 Blanco	Caja x 10 Pares
46337-00000	Muslo Punt.Abierta M/3 Blanco	Caja x 10 Pares
46388-00000	Muslo Punt.Abierta L/5 Blanco	Caja x 10 Pares
77125-00000	Muslo Punt.Abierta XL/7 Blanco	Caja x 10 Pares
77130-00000	Muslo Punt.Abierta XXL/9 Blanco	Caja x 10 Pares

