

Soffban® Synthetic

Vendaje acolchado sintético de poliéster de aplicación bajo el yeso u/o férulas.

Descripción

Soffban® Synthetic es un vendaje acolchado sintético para aplicar debajo del yeso tradicional.

Características

- Vendaje acolchado sintético compuesto de fibras de poliéster.
- Efecto almohadillado y sintético: reduce el riesgo de maceración de la piel, rozaduras y úlceras traumáticas bajo las inmovilizaciones rígidas.
- Fácil y cómodo de aplicar.
- Conformabilidad; facilidad de aplicación, acabado liso y uniforme.
- Fácil de rasgar, aplicación cómoda, rasgable con la mano.
- Protección térmica y mecánica de la piel y prominencias óseas bajo férulas, yesos y vendajes adhesivos compresivos de larga duración.
- Formula libre de látex.
- Color blanco.
- Autocavable (re esterilizable en autoclave).
- Sin fecha de vencimiento.



Esterilización

- No estéril, pero se puede esterilizar en autoclave.

Almacenamiento

- En lugar fresco y seco.

Recomendaciones de uso

- Como acolchado en yeso de Paris y vendaje de doble capa, entre otros.

Composición

- 85% Mezcla de fibras de poliéster.
- 15% Fibras conjugadas de polipropileno y polietileno de alta densidad. Espesor de 4,25 a 5,25 mm.
- Peso por unidad de área de 7,5 a 10 g/m².



Procedencia Certificaciones de calidad

EEUU

ISO 13485 / FDA



Presentaciones Soffban® Synthetic

Código	Código CENABAST	Descripción	Unidad de Venta
71467-00001	-	7.5cm x 2.7mt	Caja x 12 Unidades
71486-00005	100002884	10Cm x 2.7mt	Caja x 12 Unidades
71465-00001	-	15cm x 2.7mt	Caja x 12 Unidades
71466-00001	100002886	20cm x 2.7mt	Caja x 6 Unidades