

Jobst® Travel Socks

Calcetín compresivo terapéutico para prevención de enfermedad venosa.

Descripción

Calcetín compresivo para la prevención de sintomatología asociada a la enfermedad venosa crónica y prevención de trombosis venosa profunda, especialmente, en situaciones de movilidad disminuida como en los viajes por auto, tren o avión.

Características

- Calcetín compresivo graduado, la mayor compresión se encuentra a nivel de tobillo y va decreciendo hasta la parte superior de la pierna.
- Material extremadamente durable, por fibras fuertes, resistentes al uso y al desgaste.
- Para el uso tanto de hombres como de mujeres.
- Costura plana en la punta y amplio margen de movimiento en los dedos.
- Diseño casual.
- Banda no constrictiva de sujeción.
- Por su contenido de algodón, presenta una excelente respirabilidad y suavidad en la piel.
- Diseño anatómico, requiere seleccionar la talla adecuada de acuerdo al diámetro del tobillo y pantorrilla, de modo de otorgar la compresión correcta.
- Muy costoeffectivo, duración mínima de 6 meses con uso diario y cuidados requeridos (lavado con detergente suave, sin aplicar cloro ni químicos, agua fría o tibia, secado sin exposición a ninguna fuente de calor).
- Vigencia 5 años.
- Libre de látex.

Esterilización

- No estéril.

Almacenamiento

- En lugar fresco y seco.

Recomendaciones de uso

- Para la prevención y el tratamiento del paciente con insuficiencia venosa crónica, especialmente, en situaciones de movilidad disminuida como en los viajes.

Composición


- 55% nylon, 33% algodón, 12% spandex.

Procedencia

EEUU

Certificaciones de calidad

ISO 13485 / FDA



Estilo



Rodilla

Compresión

15-20 mmHg

Colores



Azul Marino

LATEX
FREE
FORMULA

Jobst® Travel Socks

Calcetín compresivo terapéutico para prevención de enfermedad venosa.

Presentaciones Jobst® Travel Socks

- Talla: XS-S-M-L-XL.
- Colores: Azul Marino.
- Compresión: 15-20 mmHg.

| Código | Descripción | Unidad de Venta |
|-------------|------------------------------------|-----------------|
| 78844-00006 | Comp. 15-20 Rodilla XS Azul Marino | Caja individual |
| 78845-00006 | Comp. 15-20 Rodilla S Azul Marino | Caja individual |
| 78846-00006 | Comp. 15-20 Rodilla M Azul Marino | Caja individual |
| 78847-00006 | Comp. 15-20 Rodilla L Azul Marino | Caja individual |
| 79272-00006 | Comp. 15-20 Rodilla XL Azul Marino | Caja individual |

Tabla de Tallas

| Puntos de medición | Tamaño | | | | |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | XS | S | M | L | XL |
| Tobillo | 18-21 cm | 20-23 cm | 22-25 cm | 24-27 cm | 26-29 cm |
| Pantorrilla | 27-37 cm | 30-40 cm | 33-43 cm | 36-46 cm | 39-49 cm |