

VENDA ADHESIVA CURAPLAST SPOT 100 UNIDADES

DESCRIPCIÓN

Venda adhesiva confeccionada con tela flexible, impermeable, microperforada, permitiendo la ventilación de la piel, posee un adecuado nivel de adhesividad y una comprensa de gasa antiadherente. Las vendas adhesivas clásica y spot poseen una tela suave y absorbente que no se pega en la herida, permaneciendo adherida por más tiempo, es resistente al agua y a la humedad. Producto estéril.

REGISTRO

-

COMPOSICIÓN

N/A.

INSTRUCCIONES

Está indicada para ser utilizada en pequeñas cortaduras, posterior a la inoculación de vacunas y extracciones de sangre. Coloque la venda adhesiva sobre la piel limpia, seca y desinfectada, adhiera la venda con cuidado de no ensuciar o tocar la parte adhesiva.



CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

ASPECTO	Tela flexible microperforada
COLOR	Piel
AROMA	Inodoro
pH	N/A.
DENSIDAD	N/A.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

CÓDIGO SAP	PRODUCTO	FORMATO	EAN 13	DUN 14
2400548	VENDA ADHESIVA CURAPLAST 100 unidades	caja	7801000223313	27801000223317

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO SAP	DIMENSIONES DEL PRODUCTO					DIMENSIONES DE LA CAJA				
	ALTO	LARGO	FONDO	UNIDAD/CAJA	PESO	ALTO	LARGO	FONDO	VOLÚMEN	PESO CAJA
2400548	100 mm	115 mm	35 mm	11	80 gr	530 mm	380 mm	260 mm	900 mm ³	1,1 Kg

ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE

CÓDIGO SAP	PALLETIZADO					ENVASE PRIMARIO			ENVASE SECUNDARIO		
	CAJAS DE BASE	CAJAS DE ALTO	CAJAS/PALLET	ALTURA PALLET	BASE PALLET	MATERIAL	ESPESOR	PESO	MATERIAL	ESPESOR	PESO
2400548	-	-	-	-	-	-	-	-	C. Corrugado	2 mm	200 g

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Uso externo.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar en su envase original, en lugar fresco y seco a no más de 25°C, protegido de la humedad.

VIDA ÚTIL

36 meses.

OTROS

Libre de látex, producto estéril, FDA, ISO31485.