

Cuticell®

Tull impregnado de baja adherencia.

Descripción

Tull de baja adherencia de acetato fino impregnada en un ungüento neutral e hidrófobo en base de lanolina, grasas minerales y aceites (Eucerit®), para ser utilizado como una capa de contacto primaria en el tratamiento de heridas superficiales. Tiene una trama de 1x1 mm, que asegura la protección uniforme del lecho e impide el crecimiento de tejido granulatorio a través de la malla.

Características

- Favorece un ambiente húmedo fisiológico.
- Permeable al aire y exudado.
- No oclusivo, baja adherencia.
- Minimiza el dolor ante el cambio de apósito.
- No se deshilacha al cortarse a la medida.
- No libera pelusa.
- Fácil manejo y aplicación.
- Adecuado para pacientes con piel sensible.
- Vigencia 3 años.
- Libre de látex.

Esterilización

- Rayos gamma.

Almacenamiento

- En lugar seco, limpio y sin exposición directa al sol, máximo a 25°C de temperatura.

Recomendaciones de uso

- Utilizado como capa de contacto primario en el tratamiento de heridas superficiales tales como quemaduras, abrasiones, laceraciones, lesiones por radiación, sitios donantes y receptores de injertos de piel, úlceras en las piernas, úlceras por presión, pie diabético, etc.

Composición

- Sustrato: Malla de acetato (Peso: 114 -124 g/m²).
- Pomada: Base de lanolina, grasas minerales y aceites (Eucerit®). (Peso: 78-140 g/m²).

Procedencia Certificaciones de calidad

Alemania

ISO 13485 / CE

Presentaciones Cuticell®

Código	Descripción	Unidad de Venta
72539-00001	7.5cm x 7.5cm	Caja x 50 Unidades
72539-00003	7.5cm x 20cm	Caja x 50 Unidades

