

Leukoplast®

Cinta quirúrgica de acetato con masa adhesiva de caucho natural.

Descripción

Cinta adhesiva quirúrgica de fijación y tracción. De tela de viscosa, recubierta directamente con una masa adhesiva a base de caucho natural, diseñado para fijación de apósitos y para vendas de tracción, siendo el producto de elección en condiciones de humedad. El adhesivo contiene látex.

Características

- Para piel normal.
- Alta potencia adhesiva inicial y permanente.
- Se adhiere fuertemente y de forma segura.
- Alta resistencia a la tracción.
- Factible de cortar manualmente de forma transversal y longitudinal.
- Permeable al agua y al vapor de agua.
- Repelente al agua (hidrofóbica).
- Cinta blanca: Resistente al agua.
- Cinta color piel: microporosa.
- Vigencia 5 años.
- Contiene látex.

Esterilización

- No estéril.

Almacenamiento

- En lugar fresco y seco, entre 0°C y 30°C.

Recomendaciones de uso

- Utilizado para la fijación de apósitos de todos los tipos y tamaños y para vendas de tracción, con adherencia fiable aún en condiciones de humedad, donde incluso después del uso prolongado permanece segura.
- La duración de la aplicación puede ser entre uno a varios días, dependiendo de la condición de la piel.

Composición

- Sustrato: Beige: Tela de viscosa (Peso: 95-115 g/m²). Blanca: Tela de viscosa por un lado con 2 capas de impermeabilización blanca.
- Masa adhesiva: Blanco, caucho natural con óxido de zinc (Peso: 105-120 g/m²).
- Blanca: Impermeable al agua / beige: Microporosa.

Procedencia

Alemania

Certificaciones de calidad

ISO 13485 / CE



Leukoplast®

Cinta quirúrgica de acetato con masa adhesiva de caucho natural.

Presentaciones Leukoplast®

Código	Descripción	Unidad de Venta
02321-00000	1.25cm x 5mt Blanco	Caja x 24 Unidades
02322-00000	2.5cm x 5mt Blanco	Caja x 12 Unidades
01524-00000	5cm x 5mt Beige	Caja x 6 Unidades
02324-00000	5cm x 5mt Blanco	Caja x 6 Unidades