

Fixomull® Skin Sensitive

Venda no tejida de fijación con adhesivo de silicona.

Descripción

Venda de poliéster no tejida recubierta en una cara con adhesivo de silicona. Indicada para una fijación suave y confiable, para pieles sensibles y comprometidas. El área adhesiva está completamente cubierta de papel impreso. Para usar en todas las partes del cuerpo, incluidas aquellas que se mueven con frecuencia o que tienen contorno.

Características

- Brinda una fijación suave pero confiable en áreas amplias.
- Adhesivo de silicona ideal para personas de pieles muy sensibles, delicadas, agrietadas, frágiles, ancianas, neonatales, piel de personas con diabetes o dañada por medicamentos.
- Permite reposicionar sin perder adhesividad.
- Retiro atraumático.
- Evita que la piel se desgarre.
- Radiotransparente.
- Flexible.
- Fácil manejo.
- Permeable al aire y al vapor de agua.
- Vigencia de 5 años.
- Libre de látex.

Esterilización

- No estéril

Almacenamiento

- En condiciones secas, alejado de la luz y el calor

Recomendaciones de uso

- Utilizado para fijación de apósitos en heridas, particularmente para pieles sensibles y para zonas de alta movilidad, también para fijación segura de tubos, catéteres, dispositivos e instrumentos de medición.
- Periodo de uso: De uno a varios días dependiendo del estado de la herida y de la piel.

Composición

- Tela: Poliéster no tejido, impreso con ondas azules
- Masa adhesiva: Adhesivo 1: Adhesivo de poliacrilato. Adhesivo 2: Adhesivo de silicona.
- Revestimiento: Película de polietileno.

Procedencia

Alemania

Certificaciones de calidad

ISO 13485



Fixomull® Skin Sensitive

Venda no tejida de fijación con adhesivo de silicona.

Presentaciones Fixomull® Skin Sensitive

Código	Descripción	Unidad de Venta
79965-00001	5cm x 5mt	Rollo en caja individual
79965-00002	10cm x 5mt	Rollo en caja individual

Indicaciones de uso

