

Cuticell® Contact

Lámina de contacto de silicona.

Descripción

Es una lámina de contacto de silicona, con una estructura transparente perforada, adecuada para todo tipo de heridas superficiales, con tejido esfacelado, granulatorio o en epitelización; aún en presencia de exudado moderado o abundante. Ej.: cortes, abrasiones, quemaduras, heridas crónicas (también bajo compresión), laceraciones, ampollas, lesiones de piel, también apropiado para protección de piel.

Características

- Permeable al aire y exudado.
- Atraumático en el cambio de apósito.
- Fácil manejo y aplicación.
- No se adhiere a los guantes.
- Permite la visualización de la herida.
- Elasticidad que permite que sea altamente flexible y conformable.
- Adecuado para pacientes con piel especialmente sensible y frágil.
- Minimiza el riesgo de maceración, permitiendo el paso de exudado al apósito secundario absorbente.
- Adhesivo sólo por el lado de contacto con la herida, por lo que, el apósito secundario se puede cambiar fácilmente.
- Colocar solapando la herida, 2cm sobre la piel perilesional.
- La frecuencia del cambio depende de la herida, permite la valoración de la herida sin retirarlo. Puede ser suficiente sólo el cambio del apósito secundario.
- Libre de látex.
- Vigencia 3 años.

Esterilización

- Óxido de etileno.

Almacenamiento

- Almacenar en lugar seco, limpio y sin exposición directa al sol, máximo a 25°C de temperatura.

Recomendaciones de uso

- Indicado como lámina de contacto primaria, para heridas agudas y crónicas como: úlceras por presión, sitio donante, laceraciones, abrasiones, desgarros de piel, quemaduras, etc.

Composición

- Lámina de poliuretano delgada, cubierta con silicona por un lado, con un máximo de 10 perforaciones x cm².

Procedencia

Alemania

Certificaciones de calidad

ISO 13485 / CE



Cuticell® Contact

Lámina de contacto de silicona.

Presentaciones Cuticell® Contact

Código	Descripción	Unidad de Venta
72680-00000	5cm x 7.5cm	Caja x 5 Unidades
72680-00001	7.5cm x 10cm	Caja x 5 Unidades
72680-00002	10cm x 18cm	Caja x 5 Unidades
72680-00003	15cm x 25cm	Caja x 5 Unidades

