

Talonerías Anti escaras Inyectadas (1 Par)



1. Descripción General

Dispositivo de protección médica diseñado especialmente para el cuidado de la piel y la optimización en la prevención de lesiones tisulares. Proporciona una estructura de soporte estable, suave y ergonómica, ideal para apoyar la seguridad del paciente durante largos periodos de inmovilidad prolongada o postración. Su uso se extiende tanto al ámbito clínico-hospitalario como al cuidado domiciliario.

2. Características Técnicas

Componente / Parámetro	Especificación Detallada
Material Base	Espuma inyectada de alta densidad y resiliencia.
Diseño Funcional	Estructura anatómica cóncava especial con canal central para la liberación óptima de la presión en el talón.
Sistema de Sujeción	Correas de velcro ajustables de alta adherencia para una fijación precisa y fluida.
Contenido del Empaque	1 Par (2 unidades para brindar protección bilateral).
Mantenimiento	Superficie de fácil limpieza y sanitización periódica.

3. Indicaciones de Uso

Este dispositivo está indicado principalmente para:

- Prevención de úlceras por presión (LPP) o escaras en la zona del talón y maléolos.
- Pacientes con movilidad reducida, postrados en cama o con estancias prolongadas en soporte rígido.
- Usuarios en recintos médicos de media/larga estadía o en cuidados domiciliarios diarios.
- Soporte complementario en pacientes con riesgo de desarrollo de pie diabético o alteraciones vasculares periféricas que requieran liberación de carga física.

4. Beneficios Clave

- **Confort Terapéutico:** La espuma inyectada amortigua eficientemente y reduce la fricción tisular.
- **Distribución de Presión:** El canal anatómico aísla la prominencia ósea del talón elevándola de la superficie.
- **Ajuste Ergonómico:** El cierre de velcro se adapta de forma fluida a la fisonomía de los diferentes usuarios sin comprometer la circulación sanguínea.
- **Durabilidad Elevada:** Material de alta densidad que mantiene su forma y propiedades mecánicas con el uso continuo.

5. Consideraciones Clínicas y de Seguridad

El uso de estas taloneras debe formar parte de un protocolo integral de prevención. Se recomienda inspeccionar diariamente la piel del paciente para detectar signos tempranos de eritema, controlar rigurosamente la humedad local interna y mantener la pauta regular de cambios posturales establecida por el equipo de enfermería.