

## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Línea de Equipamiento y Mobiliario Clínico

### Biombo Clínico de Dos Cuerpos

Diseñado especialmente para entornos hospitalarios, centros médicos, clínicas estéticas y salas de primeros auxilios. Este biombo proporciona un aislamiento visual eficiente, garantizando el confort y la total privacidad del paciente durante la atención, consulta o examinación médica. Su estructura robusta y ligera facilita un desplazamiento dinámico y seguro entre dependencias, optimizando la gestión de espacios críticos.



## Especificaciones Técnicas

| Característica          | Detalle Técnico                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Estructura              | Tubo de acero de alta resistencia de 3/4 x 1                               |
| Dimensiones Generales   | 1.70 m (Alto) x 60 cm (Ancho por cuerpo) x 40 cm (Profundidad base)        |
| Ancho Desplegado Total  | 1.20 metros lineales                                                       |
| Acabado y Recubrimiento | Pintura electrostática gris de alta durabilidad (antioxidante e higiénica) |
| Cortina / Tela          | Tela impermeable desmontable, lavable y de fácil sanitización              |
| Sistema de Movilidad    | 5 ruedas giratorias multidireccionales de 40 mm                            |
| Peso Neto               | 5.0 Kilogramos (Estructura ligera de fácil manipulación)                   |
| Procedencia             | Fabricación Nacional                                                       |

## Ventajas Competitivas

- **Higiene Certificada:** La cortina impermeable desmontable permite cumplir estrictamente con los protocolos de control de infecciones cruzadas en el área de salud.
- **Desplazamiento Ágil:** Sus 5 ruedas pivotantes están estratégicamente dispuestas para asegurar estabilidad total durante el traslado y evitar volcamiento.
- **Resistencia Superior:** La pintura electrostática soporta limpiezas profundas frecuentes con desinfectantes de grado clínico sin sufrir degradación.