# PISO GIRATORIO CON RUEDAS ESMALTADO



## 1. Descripción del Producto

Asiento clínico giratorio y regulable, diseñado especialmente para profesionales de la salud. Su estructura robusta y base con ruedas otorgan una excelente movilidad y comodidad durante las jornadas laborales en entornos clínicos y de laboratorio.

## 2. Especificaciones Técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | 0070-0350-DSAA-0000 |
| **Tipo** | Piso / taburete giratorio regulable clínico |
| **Estructura** | Acero esmaltado de alta resistencia |
| **Asiento** | Relleno con espuma de alta densidad, tapizado en cuero sintético lavable |
| **Diámetro del Asiento** | 34 cm |
| **Espesor del Asiento** | 10 cm |
| **Altura Inicial** | 55 cm |
| **Movilidad** | Base de 5 ruedas de 2 pulgadas (2") |
| **Proveedor oficial** | Codimed Chile |

## 3. Aplicaciones y Usos Recomendados

- Consultorios médicos generales y de especialidades.
- Clínicas odontológicas.
- Salas de enfermería, procedimientos y primeros auxilios.
- Laboratorios clínicos y de investigación.
- Estética y centros de tatuajes.

## 4. Mantenimiento y Cuidado

- Limpiar el tapizado de cuero sintético con un paño húmedo y jabón suave.
- Evitar el uso de productos abrasivos o solventes clorados que puedan dañar el esmalte o el tapiz.
- Revisar periódicamente la limpieza de las ruedas para asegurar un desplazamiento óptimo.